

Anticorps Polyclonal Anti-Mylip Pour Wb, Elisa - Q8Wy64

Numéro d'article: CM0026708



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MYLIP (IDOL/MIR), une E3 ubiquitine ligase essentielle pour le métabolisme du cholestérol. Validé pour WB et ELISA, réagit en $\square$ avec l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MYLIP Rabbit pAb
Remarques / Alias	MIR; IDOL; MYLIP
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	29116
GeneID	29116
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 266-445 de MYLIP humaine (NP_037394.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WY64
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace