

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myo18A Pour Wb Et Elisa - Q92614

Numéro d'article: CM0027718

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la myosine non conventionnelle XVIIIa (MYO18A) humaine, à réactivité croisée avec la souris et le rat. Validé pour WB et ELISA, idéal pour la recherche sur le trafic golgien, la fonction des macrophages et la dynamique du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MYO18A Rabbit pAb
Remarques/Alias	MAJN; TIAF1; MYSPDZ; SPR210; SP-R210; MYO18A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	399687
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1970-2054 de la MYO18A humaine (NP_510880.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92614
Poids de la protéine	233 kDa
Expédition	Sachet de glace