

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Myo19 Pour Wb, Elisa - Q96H55

Numéro d'article: CM0003787

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre MYO19 (MYOHD1) humain, validé pour les applications WB et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris, le rat et le singe. Adapté à l'étude de la dynamique mitochondriale et de l'hérédité mitochondriale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | MYO19 Rabbit mAb                                                                                                        |
| Remarques / Alias    | MYOHD1 ; MYO19                                                                                                          |
| Espèce               | Humain                                                                                                                  |
| ID du gène (Humain)  | 80179                                                                                                                   |
| ID du gène           | 80179                                                                                                                   |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 450-650 de MYO19 humain (Q96H55) |
| Source               | Lapin                                                                                                                   |
| Catégorie            | Anticorps monoclonal                                                                                                    |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                               |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat, Singe                                                                                              |
| SWISS                | Q96H55                                                                                                                  |
| Poids de la protéine | 109 kDa                                                                                                                 |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                            |