

Anticorps Polyclonal Anti-Myo1D Pour Wb Et Elisa - 094832

Numéro d'article: CM0020259

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MYO1D humain pour WB et ELISA. Détecte la myosine-I δ non conventionnelle humaine et murine (116 kDa), une protéine motrice impliquée dans le trafic endosomal et la polarité ciliaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	MYO1D pAb de lapin
Remarques/alias	myr4 ; PPP1R108 ; MYO1D
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4642
GeneID	4642
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180 à 380 de la MYO1D humaine (NP_001290209.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	O94832
Poids moléculaire	116 kDa
Expédition	Sac réfrigérant