


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myo5B Pour Wb, If-P, Elisa - Q9ULV0

Numéro d'article: CM0027533



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MYO5B, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour les études sur le trafic vésiculaire, la polarisation cellulaire et le transport des acides biliaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MYO5B Rabbit pAb
Remarques/Alias	DIAR2; MVID1; PFIC10; MYO5B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4645
GeneID	4645
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1440-1690 de la MYO5B humaine (NP_001073936.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9ULV0
Poids de la protéine	214 kDa
Expédition	Sac de glace