

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myocd Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Izq8

Numéro d'article: CM0020051

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine MYOCD (Myocardine) humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'Homme et le rat. La myocardine est un cofacteur transcriptionnel musculaire lisse/cardiaque essentiel à la cardiogenèse et la myogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MYOCD Rabbit pAb
Remarques/Alias	MGBL; MYCD; MYOCD
Espèce cible	Humain
ID du gène (humain)	93649
ID du gène	93649
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 680 et 780 de la MYOCD humaine (NP_705832.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8IZQ8
Poids de la protéine	102 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace