

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myof (Validé Ko) Pour Wb, Elisa - Q9Nzm1

Numéro d'article: CM0018172



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine MYOF (Myoferline) humaine, validé pour Western blot et ELISA. Convenable pour la réactivité croisée avec des échantillons humains et murins. Idéal pour les études sur la réparation membranaire et le recyclage endocytaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MYOF Rabbit pAb [KO Validated]
Remarques/Alias	HAE7; FER1L3; OF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26509
GeneID	26509
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 de la protéine MYOF humaine (NP_038479.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NZM1
Poids de la protéine	235 kDa
Expédition	Sac isotherme