


Anticorps Monoclonal Anti-Myoglobine Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02144

Numéro d'article: CM0006911



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin contre la myoglobine humaine (MYOSB ; PVALB) est validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA et réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le stockage de l'oxygène, l'activité nitrite réductase et la biologie du tissu musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Myoglobine mAb de lapin
Remarques / Alias	MYOSB ; PVALB ; Myoglobine
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	4151
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2 à 154 de la myoglobine humaine (NP_005359.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02144
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace