


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myoglobine Pour Wb, If-P, Elisa - P02144

Numéro d'article: CM0026272



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la myoglobine humaine, validé pour le Western blot, l'IF-P et l'ELISA. Réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le stockage de l'oxygène et les tissus musculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Myoglobine Lapin pAb
Remarques/Alias	MYOSB; PVALB; Myoglobine
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4151
ID de gène	4151
Immunogène	Protéine recombinante - Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-154 de la myoglobine humaine (NP_005359.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02144
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace