

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Chaîne Lourde De Myosine Pour Wb, Ihc, If, Elisa - P12883 / P13533

Numéro d'article: CM0009434



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la chaîne lourde de myosine humaine (MYH7/MYH6), validé en WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Réagit avec la souris, le rat. Idéal pour la recherche musculaire et les tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AcM de lapin contre la chaîne lourde de myosine
Remarques/Alias	CMD1S ; CMH1 ; MPD1 ; MYHCB ; SPMD ; SPMM ; Chaîne lourde de myosine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4625/4624
GeneID	4625/4624
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P12883/P13533
Poids moléculaire de la protéine	224 kDa
Expédition	Sac de glace