

Anticorps Polyclonal Anti-Myotubularine (Mtm1) Pour Wb, Elisa - Q13496

Numéro d'article: CM0017088

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la myotubularine humaine (MTM1) pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Utile pour l'étude du métabolisme des phosphoinositides, du trafic endosomal et des maladies musculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTM1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CNM; CNMX; MTMX; XLMTM; MTM1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4534
ID de gène	4534
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 484-603 de la MTM1 humaine (NP_000243.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13496
Poids moléculaire	70kDa
Expédition	Sac de glace