

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mypn Pour Wb, Elisa - Q86Tc9

Numéro d'article: CM0022286

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MYPN (myopalladine) est validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, permettant la détection du MYPN humain et murin. Convient pour la recherche sur la structure du sarcomère et les maladies musculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MYPN Lapin pAb
Remarques/Alias	MYOP; RCM4; CMH22; NEM11; CMD1DD; MYPN
Espèce	Humain
GeneID (humain)	84665
GeneID	84665
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 du MYPN humain (NP_115967.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q86TC9
Poids Protéique	145kDa
Expédition	Sac de glace