


Anticorps Polyclonal Anti-Myrf Pour Wb Et Elisa - Q9Y2G1

Numéro d'article: CM0023853



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MYRF validé pour le WB et l'ELISA. Réagit avec le MYRF humain et murin, un facteur de transcription clé dans la myélinisation du SNC et la maturation des oligodendrocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MYRF
Remarques/Alias	MRF; CUGS; MMERV; Ndt80; 11orf9; pqn-47; C11orf9; MYRF
Espèce	Humain
GeneID (humain)	745
GeneID	745
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du MYRF humain (NP_001120864.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y2G1
Poids de la protéine	124 kDa
Expédition	Sac de glace