


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myt1 Pour Wb, Elisa - Q01538

Numéro d'article: CM0012971



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MYT1 de haute qualité, validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec MYT1 humain, murin et de rat, un facteur de transcription essentiel au développement des oligodendrocytes. Idéal pour les études en neurosciences et en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-MYT1
Remarques/Alias	MTF1 ; MYT1 ; NZF2 ; PLPB1 ; ZC2H2C1 ; ZC2HC4A ; C20orf36 ; MYT1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4661
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 650-820 de MYT1 humain (NP_004526.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q01538
Poids moléculaire	122 kDa
Expédition	Sac réfrigérant