


Anticorps Polyclonal Anti-Mzb1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wu39

Numéro d'article: CM0014022



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le MZB1 humain (pERp1, MEDA-7) pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier les fonctions de chaperon protéique du RE et la biologie des lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MZB1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PACAP ; pERp1 ; MEDA-7 ; MZB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51237
GeneID	51237
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-189 du MZB1 humain (NP_057543.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WU39
Poids protéique	21 kDa
Expédition	Sac de glace