

Anticorps Polyclonal Anti-Mzf1 Pour Wb, Elisa - P28698

Numéro d'article: CM0017496



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MZF1 pour WB et ELISA, validé chez l'homme, la souris et le rat. Immunogène protéique recombinant ciblant le facteur de transcription à doigt de zinc myéloïde 1 impliqué dans la différenciation hématopoïétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MZF1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MZF-1; MZF1B; ZFP98; ZNF42; ZSCAN6; MZF1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	7593
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100 à 350 de la protéine MZF1 humaine (NP_003413.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28698
Poids de la protéine	82kDa
Expédition	Sac de glace