


Anticorps Polyclonal Anti-Mzt2B Pour Wb, Elisa - Q6Nz67

Numéro d'article: CM0027445



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine MZT2B (FAM128B) humaine, validé pour WB et ELISA. Idéal pour l'étude de la fonction du centrosome, de l'assemblage du fuseau mitotique et de la dynamique du complexe annulaire de gamma-tubuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MZT2B pAb de lapin
Remarques/Alias	FAM128B ; MOZART2B ; MZT2B
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	80097
GeneID	80097
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-158 de la MZT2B humaine (NP_079305.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6NZ67
Poids moléculaire de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace