

Anticorps Polyclonal Anti-N-Cadhérine Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P19022

Numéro d'article: CM0029385

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la N-Cadhérine humaine, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient aux études sur l'adhésion cellulaire et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-N-Cadhérine
Remarques/Alias	CDHN; NCAD; ACOGS; ADHD8; CD325; ARVD14; CDw325; N-Cadhérine
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1000
GenelD	1000
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 488-587 de la N-Cadhérine humaine (NP_001783.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19022
Poids de la protéine	100 kDa
Expédition	Sac de glace