

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-N-Cadherin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P19022

Numéro d'article: CM0014183

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la N-Cadhérine humaine (CDH2, Neural cadherin), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'adhésion cellulaire, la neurobiologie et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	N-Cadherin Rabbit pAb
Remarques/Alias	CDHN; NCAD; ACOGS; ADHD8; CD325; ARVD14; CDw325; N-Cadherin
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1000
ID de Gène	1000
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 807-906 de la N-Cadhérine humaine (NP_001783.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB,IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P19022
Poids Protéique	100kDa
Expédition	Sac de glace