


Anticorps Monoclonal Anti-N-Wasp/Wasl Pour Wb, Elisa - 000401

Numéro d'article: CM0006805



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé spécifique à N-WASP/WASL humain (000401). Détecte une bande à 55kDa en WB et convient pour ELISA. Réactivité croisée prédite avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le cytosquelette d'actine et la motilité cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	N-WASP/WASL Lapin mAb
Remarques/Alias	NWASP; WASPB; N-WASP; N-WASP/WASL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8976
GeneID	8976
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-450 de N-WASP/WASL humain (000401).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	000401
Poids Protéique	55kDa
Expédition	Sac de glace