


Anticorps Polyclonal Anti-N-Wasp/Wasl Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00401

Numéro d'article: CM0028159



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le N-WASP/WASL humain. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Immunogène recombinant (aa 1-250). Idéal pour les études sur la nucléation de l'actine et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	N-WASP/WASL Lapin pAb
Remarques/Alias	NWASP; WASPB; N-WASP; N-WASP/WASL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8976
GeneID	8976
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 du N-WASP/WASL humain (NP_003932.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00401
Poids moléculaire	55kDa
Expédition	Sac de glace