


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-N4Bp1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075113

Numéro d'article: CM0026329



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant N4BP1 (protéine de liaison à NEDD4 1), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît le N4BP1 humain et de souris. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et la restriction virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	N4BP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	N4BP1
Espèce	Souris
GeneID (humain)	9683
GeneID	80750
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 190-590 de N4BP1 de souris (NP_085040.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	075113
Poids moléculaire	100kDa
Expédition	Sac de glace