

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-N6Amt1/Hemk2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5N5

Numéro d'article: CM0028414



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'humain N6AMT1/HEMK2 (KMT9) validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la régulation de la chromatine et les méthyltransférases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	N6AMT1/HEMK2 pAb de lapin
Remarques/Alias	KMT9; MTQ2; PrmC; HEMK2; N6AMT; PRED28; C21orf127; m.HsaHemK2P; N6AMT1/HEMK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29104
GeneID	29104
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-186 de l'humain N6AMT1/HEMK2 (NP_877426.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5N5
Poids protéique	23kDa
Expédition	Sac de glace