

Anticorps Polyclonal Anti-Naa10 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P41227

Numéro d'article: CM0028477



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NAA10 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Cible le NAA10 humain avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'acétylation et les études sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NAA10 Lapin pAb
Remarques/Alias	MAA; TE2; ARD1; LZMS; NATD; ARD1A; ARD1P; OGDNS; hARD1; DXS707; MCOPS1; NAA10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8260
GeneID	8260
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 161-235 du NAA10 humain (NP_003482.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41227
Poids de la Protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace