

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Naa20 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P61599

Numéro d'article: CM0030811



Introduction

Le pAc de Lapin NAA20 est un anticorps polyclonal pour la détection de la N-alpha-acétyltransférase 20. Convient pour WB, IHC-P, IP, ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Utile pour les études sur l'acétylation N-terminale, la migration cellulaire et les fibres d'actomyosine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NAA20 Lapin pAb
Remarques/Alias	NAT3; NAT5; MRT73; NAT3P; NAT5P; dJ1002M8.1; NAA20
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	51126
ID de Gène	51126
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 49-178 de NAA20 humain (NP_057184.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61599
Poids Protéique	20kDa
Expédition	Sac de glace