


Anticorps Polyclonal Anti-Naa25 Pour Wb Et Elisa - Q14Cx7

Numéro d'article: CM0029941



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NAA25 (sous-unité auxiliaire NatB). Convient pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'acétylation N-terminale des protéines et de la progression du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NAA25 Lapin pAb
Remarques/Alias	NAP1; MDM20; C12orf30; NAA25
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	80018
GeneID	80018
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 703-972 de la NAA25 humaine (NP_079229.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q14CX7
Poids moléculaire	112kDa
Expédition	Sac de glace