


Anticorps Polyclonal Anti-Naa40 Pour Wb, Elisa - Q86Uy6

Numéro d'article: CM0028721



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité spécifique de la NAA40 (NatD) humaine, une N-alpha-acétyltransférase pour les histones H4 et H2A. Validé pour Western blot et ELISA. Réservé à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NAA40 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NatD; NAT11; PATT1; hNatD; NAA40
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	79829
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-237 de la NAA40 humaine (NP_079047.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q86UY6
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sachet de glace