

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Naa50 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzz1

Numéro d'article: CM0026289



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-N-alpha-acétyltransférase 50 (NAA50) validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient aux études sur l'acétylation N-terminale des protéines, la cohésion de la chromatine et la régulation épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NAA50 Lapin pAb
Remarques/Alias	SAN; MAK3; NAT5; NAT13; NAT5P; NAT13P; hNaa50p; NAA50
Espèce	Humain
ID de Gène	80218
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-169 de NAA50 humain (NP_079422.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9GZZ1
Poids Protéique	19kDa
Expédition	Sac de glace