

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Naa50 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzz1

Numéro d'article: CM0028401



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine NAA50 humaine (Q9GZZ1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'acétylation N-terminale et de la cohésion des chromatides sœurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NAA50 pAb lapin
Remarques/Alias	SAN; MAK3; NAT5; NAT13; NAT5P; NAT13P; hNaa50p; NAA50
Espèce	Humain
ID du gène	80218
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-169 de la protéine NAA50 humaine (NP_079422.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9GZZ1
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace