


Anticorps Polyclonal Anti-Nab1 Pour Wb, Elisa - Q13506

Numéro d'article: CM0019102



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la protéine NAB1 humaine (NGFI-A-binding protein 1), validé pour WB et ELISA. Détecte la NAB1 endogène, un répresseur transcriptionnel de EGR1 et EGR2. Réagit de manière croisée avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NAB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NAB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4664
GeneID	4664
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 189-317 de la NAB1 humaine (NP_005957.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13506
Poids moléculaire de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace