

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nab2 Pour Wb, Elisa - Q15742

Numéro d'article: CM0027528

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NAB2 de haute qualité, validé pour WB et ELISA. Cible la protéine 2 de liaison au NGFI-A humaine et murine, un répresseur transcriptionnel d'EGR1/EGR2. Idéal pour les études de régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NAB2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MADER; NAB2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4665
ID de gène	4665
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la NAB2 humaine (NP_005958.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15742
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace