


Anticorps Polyclonal Anti-Naca Pour Wb, Elisa - Q13765

Numéro d'article: CM0015695



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la NACA humaine (NAC-alpha) pour WB et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. La cible est la sous-unité alpha du complexe associé au polypeptide naissant, impliquée dans le ciblage des protéines et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NACA Rabbit pAb
Remarques / Alias	HSD48; NACA1; skNAC; NAC-alpha; NACA
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4666
ID du gène	4666
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13765
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace