


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Naca Pour Wb, Elisa - Q13765

Numéro d'article: CM0007238



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant ciblant le NACA humain (Alpha-NAC, sous-unité alpha du complexe associé aux polypeptides naissants). Validé pour les applications WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour les études sur le ciblage du réticulum endoplasmique et la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NACA Rabbit mAb
Remarques/Alias	HSD48; NACA1; skNAC; NAC-alpha; NACA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4666
GeneID	4666
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-215 du NACA humain (NP_005585.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13765
Poids moléculaire	23kDa
Expédition	Sac de glace