


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nacc1 Pour Wb Et Elisa - Q96Re7

Numéro d'article: CM0015356



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NACC1 pour les applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la NACC1 humaine et murine. Convient aux recherches sur la répression transcriptionnelle et la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NACC1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NAC1; BEND8; NAC-1; NECFM; BTBD30; BTBD14B; NACC1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	112939
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-340 de la NACC1 humaine (NP_443108.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q96RE7
Poids moléculaire	57 kDa
Expédition	Sac réfrigérant