

Anticorps Polyclonal Anti-Nadph Oxydase 4 (Nox4) Pour Wb, Elisa - Q9Jhi8

Numéro d'article: CM0026775

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la NOX4 de souris, adapté pour le WB et l'ELISA. Détecte la NOX4 de souris et de rat, une NADPH oxydase générant du H₂O₂ et impliquée dans la signalisation redox et les réponses cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NADPH oxydase 4 (NOX4) pAb de lapin
Remarques/Alias	KOX ; KOX-1 ; RENOX
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	50507
GeneID (Souris)	50490
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 307-424 de la NADPH oxydase 4 (NOX4) de souris (NP_056575.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9JHI8
Poids moléculaire protéique	67 kDa
Expédition	Sac de glace