

Anticorps Polyclonal Anti-Nadph Oxydase 4 (Nox4) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nph5

Numéro d'article: CM0018290



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO contre la NADPH oxydase 4 (NOX4), adapté pour Western blot, immunohistochimie (paraffine) et ELISA. Réagit de manière croisée avec NOX4 humaine, souris et rat. Idéal pour les études sur la signalisation redox et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] NADPH oxydase 4 (NOX4) pAb de lapin
Remarques / Alias	KOX; KOX-1; RENOX; 4)
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	50507
GeneID	50507
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 328 et 578 de la NADPH oxydase 4 (NOX4) humaine (NP_058627.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NPH5
Poids de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace