

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nadph Oxydase 4 (Nox4) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nph5

Numéro d'article: CM0006553

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la NADPH oxydase 4 (NOX4) humaine pour WB, IF/ICC, ELISA. Validé sur des échantillons humains. Outil clé pour la recherche sur le stress oxydatif, la signalisation redox et les reins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin NADPH oxydase 4 (NOX4)
Remarques/Alias	KOX; KOX-1; RENOX; NADPH oxydase 4 (NOX4)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	50507
GeneID	50507
Immunogène	Protéine recombinante de la NADPH oxydase 4 (NOX4) humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NPH5
Poids protéique	67 kDa
Expédition	Sac de glace