

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nadph Oxydase 4 (Nox4) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nph5

Numéro d'article: CM0021420

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la NADPH oxydase 4 (NOX4), validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Pour l'étude du stress oxydatif, de la signalisation redox et de la fonction rénale. Immunogène recombinant (acides aminés 328-578).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-NADPH oxydase 4 (NOX4)
Remarques/Alias	KOX; KOX-1; RENOX; NADPH oxydase 4 (NOX4)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	50507
GeneID	50507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 328-578 de la NADPH oxydase 4 (NOX4) humaine (NP_058627.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NPH5
Poids protéique	67 kDa
Expédition	Sac de glace