


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nae1 Pour Wb Et Elisa - Q13564

Numéro d'article: CM0030585



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NAE1 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. La cible est la sous-unité régulatrice de l'enzyme E1 activant NEDD8, impliquée dans la neddylation et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NAE1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HPPI1; ula-1; APPBP1; NEDFIH; A-116A10.1; NAE1
Espèce	Humain
GeneID	8883 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de la protéine NAE1 humaine (NP_003896.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13564
Poids moléculaire de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace