

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Naga Pour Wb, If/Icc, Elisa - P17050

Numéro d'article: CM0026694



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NAGA de haute qualité validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Cible l'alpha-N-acétylgalactosaminidase, une enzyme lysosomale cruciale pour le métabolisme des glycolipides. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NAGA Lapin pAb
Remarques/Alias	GALB; D22S674; NAGA
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4668
GeneID	4668
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 312-411 de la NAGA humaine (NP_000253.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17050
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace