

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nags Pour Wb, Elisa - Q8N159

Numéro d'article: CM0014392



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NAGS validé pour WB et ELISA. Reconnaît la synthèse de N-acétylglutamate humaine, murine et de rat, une enzyme mitochondriale du cycle de l'urée. Idéal pour la recherche sur les troubles métaboliques. - Q8N159

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-NAGS
Remarques/Alias	AGAS ; ARGAs ; NAGS
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	162417
GeneID	162417
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 295 à 534 de la NAGS humaine (NP_694551.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	Q8N159
Poids moléculaire	58 kDa
Expédition	Sac réfrigérant