

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nags - Q8N159

Numéro d'article: CM0020472



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité produit chez le lapin contre la synthase de la N-acétylglutamate humaine (NAGS), validé pour la WB et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec les échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur le cycle de l'urée et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NAGS pAb de lapin
Remarques/Alias	NAGS ; AGAS ; ARGAs ; synthase de la N-acétylglutamate
Espèce	Humaine
ID du gène	162417
Immunogène	Protéine recombinante de la NAGS humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q8N159
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace