


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Naip Pour Ihc-P, Elisa - Q13075

Numéro d'article: CM0002357



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-NAIP de haute qualité validé pour IHC-P et ELISA. Réagit avec la NAIP (BIRC1) humaine et murine. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et l'inflammasome.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | NAIP Lapin mAb                                                                                                                     |
| Remarques/Alias                  | BIRC1 ; NLRB1 ; psiNAIP ; NAIP                                                                                                     |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                             |
| GeneID (Humain)                  | 4671                                                                                                                               |
| GeneID                           | 4671                                                                                                                               |
| Immunogène                       | Peptide synthétique   Un peptide synthétique correspondant à une séquence dans les acides aminés 1-100 de la NAIP humaine (Q13075) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                              |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                              |
| Application                      | IHC-P, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris                                                                                                                     |
| SWISS                            | Q13075                                                                                                                             |
| Poids moléculaire de la protéine | 160 kDa                                                                                                                            |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                       |