


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Naip Pour Wb, Elisa - Q13075

Numéro d'article: CM0020912



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NAIP humain (BIRC1/NLRB1) validé pour WB et ELISA. Détecte l'inhibiteur de l'apoptose et le capteur immunitaire inné, avec réactivité croisée chez le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose neuronale et l'inflammasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NAIP Rabbit pAb
Remarques/Alias	BIRC1 ; NLRB1 ; psiNAIP ; NAIP
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	4671
GenelD	4671
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 750-850 du NAIP humain (NP_075043.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q13075
Poids moléculaire de la protéine	160 kDa
Expédition	Sac de glace