


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Na⁺/K⁺-Atpase Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05023

Numéro d'article: CM0003232



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la sous-unité alpha-1 de la Na⁺/K⁺-ATPase humaine (ATP1A1). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de transport ionique et de potentiel membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AcM de lapin anti-Na ⁺ /K ⁺ -ATPase
Remarques/Alias	CMT2DD ; HOMGSMR2 ; Na ⁺ /K ⁺ -ATPase
Espèce	Humain
GeneID (humain)	476
GeneID	476
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la Na ⁺ /K ⁺ -ATPase humaine (P05023)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05023
Poids protéique	113 kDa
Expédition	Sac de glace