


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Na⁺/K⁺-Atpase Pour Wb Et Elisa - P05023 / P50993 / P13637 / Q13733

Numéro d'article: CM0022122



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité alpha-1 de la Na⁺/K⁺-ATPase humaine (ATP1A1). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour les études sur le transport d'ions et le potentiel de membrane.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Na ⁺ /K ⁺ -ATPase Lapin pAb
Remarques/Alias	ATP1A1, sous-unité alpha 1 de l'ATPase de transport Na ⁺ /K ⁺ , Na ⁺ /K ⁺ -ATPase
Espèce	Humain
GeneID	476/477/478/480
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 386-595 de la Na ⁺ /K ⁺ -ATPase humaine (NP_000692.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Rat
SWISS	P05023/P50993/P13637/Q13733
Poids Protéique	74kDa/109kDa/112kDa/113kDa
Expédition	Sac de glace