


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Na⁺/K⁺-Atpase Pour Wb - P05023

Numéro d'article: CM0026181



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-Na⁺/K⁺-ATPase, validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Immunogène recombinant couvrant les aa 1-100 de l'ATP1A1 humain. Idéal pour l'étude du transport ionique, du potentiel membranaire et des troubles neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Na ⁺ /K ⁺ -ATPase Lapin pAb
Remarques/Alias	CMT2DD; HOMGSMR2; Na ⁺ /K ⁺ -ATPase
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	476
GeneID	476
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du Na ⁺ /K ⁺ -ATPase humain (NP_000692.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05023
Poids Protéique	113kDa
Expédition	Sac de glace