

Anticorps Monoclonal Anti-Nanog Pour Wb, If-P, Elisa - Q9H9S0

Numéro d'article: CM0006945



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre Nanog humain, validé pour WB, IF-P et ELISA. Réagit avec les espèces humaine, murine et rat. Convient aux recherches sur les cellules souches et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Nanog de lapin
Remarques/Alias	NANOG ; Nanog
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	79923
GeneID	79923
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 153-305 de Nanog humain (NP_079141.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q9H9S0
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace