

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nanog Pour Wb, Elisa - Q80Z64

Numéro d'article: CM0019063



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NANOG de souris de haute qualité, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, avec une réactivité croisée humaine démontrée. Idéal pour l'étude de la pluripotence et de l'auto-renouvellement des cellules souches embryonnaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NANOG Rabbit pAb
Remarques/Alias	ENK ; Stm1 ; ecat4 ; 2410002E02Rik ; NANOG
Espèce	Souris
ID du gène (souris)	71950
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-305 de NANOG de souris (NP_082292.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q80Z64
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac réfrigérant