

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nanog Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9S0

Numéro d'article: CM0026595



Introduction

Nanog Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB, IHC-P et ELISA, avec une réactivité chez l'humain, la souris et le rat. Cible le facteur de transcription NANOG, clé pour la pluripotence des cellules souches et le développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Nanog Rabbit pAb
Remarques/Alias	NANOG ; Nanog
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79923
GeneID	79923
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-105 de Nanog humain (NP_079141.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H9S0
Poids Moléculaire Protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace